


SOFT LIFT®



O que é SOFT LIFT®?

SOFT LIFT® é um tratamento médico que **combina 02 procedimentos** já consagrados e líderes em rejuvenescimento facial **em uma única sessão.**

BOTOX®
Toxina Botulínica Tipo A
SIMPLEMENTE ÚNICO

+

Juvéderm®
TECNOLOGIA DE RESULTADO



Porque usar a combinação de técnicas?



As novas tendências em rejuvenescimento facial e a busca por resultados cada vez mais naturais, exige olhar o rosto como um todo e tratá-lo de forma integral, buscando em cada técnica seu melhor benefício.

SOFT LIFT® trata o rosto em sua totalidade, oferecendo resultados muito *mais naturais, satisfatórios e duradouros.*

Porque usar a combinação de técnicas?

O envelhecimento facial é um processo amplo, que resulta em múltiplos sinais na face, como:

- Aparecimento de rugas dinâmicas
- Aparecimento de rugas estáticas
- Perda de contorno
- Perda de Volume facial

A combinação de técnicas permite atuar nos 3R's do Rejuvenescimento Facial

3R's

do rejuvenescimento:

1 **Relaxamento Muscular**
para atenuação de rugas dinâmicas.


Aplicação de **Toxina Botulínica Tipo A.**

2 **Redefinição de Contornos**
e tratamento das rugas estáticas.


Preenchimento facial com **ácido hialurônico.**

3 **Reposição de Volume**
em áreas alteradas pelo processo de envelhecimento facial.

Preenchimento facial com **ácido hialurônico** e aplicação de **Toxina Botulínica Tipo A.**



SOFT LIFT® trata o rosto em sua totalidade, relaxando os músculos, definindo contornos e repondo volumes



Qual são as diferenças entre a toxina botulínica tipo A e o preenchimento de ácido hialurônico?

	Preenchimento Facial de ácido hialurônico	Aplicação de Toxina Botulínica Tipo A
INDICAÇÕES	<p>Indicado para remodelar formas e contornos do rosto e dos lábios, oferecer volume para as regiões alteradas pelo processo de envelhecimento ou simplesmente para preencher sulcos e rugas estáticas (rugos mais profundas e visíveis mesmo com o rosto em repouso).</p> <p>Quando injetado na derme atua “ocupando um espaço”.</p>	<p>Indicado para o tratamento das linhas dinâmicas (rugos formadas pela ação dos músculos durante a mímica facial).</p> <p>Quando injetado no músculo, atua relaxando o músculo responsável pela formação da ruga que se deseja tratar.</p>
DURAÇÃO	<p>Aproximadamente 6 meses a 1 ano, dependendo do metabolismo de cada paciente, área de tratamento e produto utilizado.</p>	<p>Aproximadamente 4-6 meses, dependendo do metabolismo de cada paciente, área de tratamento, técnica de aplicação e dose de tratamento.</p>
MODO DE APLICAÇÃO	<p>Injeções diretamente na derme</p>	<p>Injeções diretamente no músculo</p>



**PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS
AGENDE UMA AVALIAÇÃO**